



## AT HOME TEST FOR THE DETECTION OF PREGNANCY

EasyCup Pregnancy Test

### INSTRUCTIONS AND USE

#### INTENDED USE

The EasyCup Pregnancy Test is a rapid chromatographic immunoassay for qualitative detection of human chorionic gonadotropin (hCG) in urine in women who suspect they may be pregnant. The EasyCup Pregnancy Test is intended to detect the presence of the pregnancy hormone human Chorionic Gonadotropin (hCG) in women. **You can use the EasyCup Pregnancy Test on the day of your missed period or any day thereafter.**

#### WARNINGS AND PRECAUTIONS

**For in vitro diagnostic use only.** Do not use test components beyond the expiration date on the protective pouch. Make sure the protective pouch is sealed. Do not use if protective pouch seal is open, torn or damaged. Keep out of reach of children. For external use only. **Single-use device.** Do not reuse. Keep out of sunlight. Do not disassemble the cup and the test strip. Do not eat any component of this device. If accidentally swallowed, seek medical attention.

#### KIT CONTENTS:

One (1) cup sealed in a protective pouch with an integrated pregnancy test strip.  
One (1) moisture absorbent pack inside the pouch. The absorbent pack helps to preserve the test strip while enclosed inside the pouch. This pack is not to be used in connection with the test and should be discarded once the pouch is opened.

#### STORAGE:

Store the EasyCup Pregnancy Test at room temperature 38°F-86°F (4°C-30°C). The expiration date is marked on the protective pouch. Do not use past the expiration date.

#### Before you Begin:

CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS AND DO NOT OPEN THE FOIL POUCH UNTIL YOU ARE READY TO TEST. Failure to do so may result in invalid test results.

- Have a clock or timer.

#### Instructions (How to use):

- Remove the test cup from its protective pouch by tearing at the "notch". Use immediately.
- Open the test cup lid. The test strip is already inside of the cup. Do not remove the test strip.
- Urinate directly into the test cup. Fill at least to the minimum mark on the label. Do not overfill the cup with urine.
- Set the test cup on a level surface for 5 minutes. Do not shake the cup.

#### Wait

Wait **5 FULL MINUTES** before reading your results.

Pink lines will start to develop. If not, see "Invalid Result" below.

Test results should not be read after 15 minutes. The test results are invalid after 15 minutes.

#### Reading the Results:

Test results can be viewed through the cup. The test strip does not need to be removed from the cup to read the test result.

- If you see two lines you are pregnant. It does not matter how faint or dark (or how wide) the lines are.
- If you see only one pink colored line that means that you are not likely to be pregnant

**PREGNANT**  
If you see two pink lines you are pregnant.



**NOT PREGNANT**  
If you see only one pink line, you are likely not pregnant.



**INVALID RESULT**  
After performing the test (5 minutes) and no pink color line is visible within the control window, this result is considered invalid. The test has not worked, possibly because too much or too little urine was used. If no pink color line appears, the directions may not have been followed correctly. You will need to repeat the test by using a new EasyCup Pregnancy Test.



#### AFTER TESTING:

Flush the remaining urine sample in the cup down the toilet. Discard all components in a waste basket. Do not reuse the cup or test.



## PRUEBA CASERA DE DETECCIÓN DEL EMBARAZO DE VENTA LIBRE

EasyCup Pregnancy Test

### INSTRUCCIONES DE USO

#### USO PREVISTO

La prueba de embarazo EasyCup Pregnancy Test es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de gonadotropina coriónica humana (GCH) en la orina en mujeres que sospechan que pueden estar embarazadas. La prueba de embarazo EasyCup Pregnancy Test está destinada a detectar la presencia de la hormona del embarazo gonadotropina coriónica humana (GCH) en mujeres. **Puede utilizar la prueba de embarazo EasyCup Pregnancy Test el día de la falta del período o cualquier día posterior.**

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

**Para uso exclusivo en diagnóstico in vitro.** No utilice los componentes de prueba después de la fecha de caducidad indicada en la bolsa protectora. Asegúrese de que la bolsa protectora esté cerrada. No utilice el producto si el precinto de la bolsa protectora está abierto, roto o dañado. Mantenga fuera del alcance de los niños. Solo para uso externo. **Dispositivo de un solo uso. No lo reutilice.** Manténgalo fuera de la luz solar. No desarme el recipiente ni la tira reactiva. No coma ningún componente de este dispositivo. En caso de ingestión accidental, busque atención médica.

#### CONTENIDO DEL KIT:

Un (1) recipiente cerrado en una bolsa protectora con una tira de prueba de embarazo integrada.

Un (1) paquete absorbente de humedad dentro de la bolsa. El paquete absorbente ayuda a preservar la tira reactiva mientras se encuentra dentro del envase. Este paquete no debe usarse en relación con la prueba y debe desecharse una vez que se abra el envase.

#### CONSERVACIÓN:

Conserve la prueba de embarazo EasyCup Pregnancy Test a temperatura ambiente 38°F-86°F (4°C-30°C). La fecha de caducidad está marcada en la bolsa protectora. No utilice después de la fecha de caducidad.

#### Antes de empezar:

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y NO ABRA LA BOLSA DE ALUMINIO HASTA QUE ESTÉ LISTA PARA REALIZAR LA PRUEBA. De lo contrario, el resultado podría no ser válido.

- Tenga a mano un reloj o temporizador.

#### Instrucciones:

- Retire el recipiente de la prueba de la bolsa protectora rasgándola por la muesca. Utilice el producto inmediatamente.
- Abra la tapa del recipiente de la prueba.
- La tira reactiva ya está dentro del recipiente. No retire la tira reactiva.
- Orine directamente en el recipiente. Llene al menos hasta la marca mínima de la etiqueta. No llene demasiado el recipiente con orina.
- Coloque el recipiente en una superficie plana durante 5 minutos. No agite el vaso.

#### Espera

Espera **5 MINUTOS COMPLETOS** antes de leer los resultados.

Las líneas rosadas comenzarán a aparecer. Si no es así, consulte "Resultado no válido" a continuación. Los resultados de la prueba no deben leerse después de 15 minutos. Los resultados de la prueba no son válidos después de 15 minutos.

#### Lectura de los resultados:

Los resultados de la prueba se pueden ver a través del recipiente. No es necesario retirar la tira reactiva del recipiente para leer el resultado de la prueba.

- Si ve dos líneas, está embarazada. No importa lo tenues u oscuras (o anchas) que sean las líneas.
- Si solo ve una línea de color rosa, significa que es probable que no esté embarazada.

**Embarazada**  
Si ve dos líneas de color rosa, está embarazada.



**No embarazada**  
Si solo ve una línea de color rosa, es probable que no esté embarazada.



**Resultado no válido**  
Si después de realizar la prueba (5 minutos), no se ve ninguna línea de color rosa dentro de la ventana de control, este resultado se considera no válido. La prueba no ha funcionado, posiblemente porque se ha utilizado demasiada o muy poca orina. Si no aparece ninguna línea de color rosa, es posible que no se hayan seguido correctamente las instrucciones. Deberá repetir la prueba utilizando una nueva prueba de embarazo EasyCup Pregnancy Test.



#### DESPUÉS DE REALIZAR LA PRUEBA:

Tire por el inodoro la muestra de orina que queda en el recipiente. Deseche todos los componentes en un bote de basura. No reutilice el recipiente ni la prueba.



### QUESTIONS AND ANSWERS

#### Q: When can I perform the test?

A: Test on the first day of your missed period and then any day after. You do not have to use first morning urine although it is highly recommended because if you are pregnant, the first morning urine generally contains the highest concentration of hCG.

#### Q: My result is Pregnant. What should I do?

A: Consult your doctor to confirm your pregnancy and determine what steps and precautions you should take next. Remember, early pregnancy care is very important to ensure the health of you and your baby.

#### Q: My result is not pregnant. What does this mean?

A: If your test shows a negative result, no pregnancy hormone (hCG) was detected in your urine. You may not be pregnant or you may have miscalculated your menstrual cycle and the pregnancy hormone level may not yet be high enough to be detected. If you are not sure of the result, you may want to re-test your urine within the first week of a missed cycle using a new test cup. If you still have a negative result and your period has not started, you should consult your doctor as there may be other reasons why you have not menstruated.

#### Q: How does the test work?

A: It detects a very small amount of the pregnancy hormone hCG (human Chorionic Gonadotropin) in your urine. hCG is produced in increasing amounts during the first trimester of pregnancy.

#### Q: When should I read my results?

A: The test results should be read as soon as possible after waiting 5 minutes. Test results should not be read after 15 minutes. The test results are invalid after 15 minutes.

#### Q: How accurate is the EasyCup Test?

A: Laboratory tests and consumer studies show the EasyCup Test to be more than 99% accurate. >99% accurate at detecting typical pregnancy hormone levels from the day of your missed period. Note hormone levels vary. However, some pregnant women may not have detectable amounts of the pregnancy hormone in their urine on the first day of the missed period or may have miscalculated the first day of their period.

#### Q: Will drinking alcohol or using oral contraception affect my test results?

A: Drinking alcohol will not affect your test results. Oral contraceptives, pain killers, antibiotics or hormone therapies should not affect the test results. Only medicines which contain hCG can produce a false result. Consult your doctor if you are not sure if your medicines contain hCG.

#### Q: Will the amount of liquid I drink affect the result?

A: Excessive fluid intake including water could dilute your urine, causing the amount of hCG present not to be detected properly. You should not drink too much liquid before testing.

### LIMITATIONS OF THE TEST

- This test is for in vitro diagnostic use only (not for internal use).
- Do not use this test past the expiration date.
- Make sure the package is sealed and do not open it until you are ready to use the test.
- Keep out of reach of children.
- Pain relievers, oral contraceptives, antibiotics and other commonly used medications (for example) should not interfere with the test.
- Certain health conditions, such as an ovarian cyst or ectopic pregnancy (pregnancy outside the uterus), can cause a false or irregular result.
- Procedures should be followed precisely for accurate results.
- All results should be confirmed by your healthcare provider, especially when making decisions about future medical care.

If you have any questions about the instructions or your results, call our Helpline Monday – Friday between 7:00 a.m. – 5:00 p.m. Eastern Time. Toll-Free 1-800-367-6022, or visit us at [www.FirstResponse.com](http://www.FirstResponse.com)

Manufactured for Church & Dwight Co., Inc. Ewing, NJ 08628  
FIRST RESPONSE is a trademark of Church & Dwight Co., Inc.  
[www.FirstResponse.com](http://www.FirstResponse.com)

72027618  
FRIN-80005-01

### PREGUNTAS Y RESPUESTAS

#### P: ¿Cuándo puedo realizarme la prueba?

R: Realice la prueba el primer día de la falta del período y cualquier día posterior. No tiene por qué utilizar la primera orina de la mañana, aunque es muy recomendable porque, si está embarazada, la primera orina de la mañana suele contener la mayor concentración de GCH.

#### P: Mi resultado es Embarazada. ¿Qué debo hacer?

R: Consulte a su médico para confirmar su embarazo y determinar qué pasos y precauciones debe tomar a continuación. Recuerde que los cuidados al inicio del embarazo son muy importantes para garantizar su salud y la de su bebé.

#### P: Mi resultado no indica embarazo. ¿Qué significa?

R: Si su prueba muestra un resultado negativo, no se ha detectado la hormona del embarazo (GCH) en la orina. Es posible que no esté embarazada o que haya calculado mal su ciclo menstrual y el nivel de la hormona del embarazo aún no sea lo suficientemente alto como para ser detectado. Si no está segura del resultado, puede volver a realizar el análisis de orina en la primera semana del ciclo menstrual con un nuevo recipiente de análisis. Si el resultado sigue siendo negativo y no le ha bajado la regla, debe consultar a su médico, ya que puede haber otros motivos por los que no haya menstruado.

#### P: ¿Cómo funciona la prueba?

R: Detecta una cantidad muy pequeña de la hormona del embarazo GCH (gonadotropina coriónica humana) en la orina. La GCH se produce en cantidades cada vez mayores durante el primer trimestre del embarazo.

#### P: ¿Cuándo debo leer mis resultados?

R: Los resultados de la prueba deben leerse lo antes posible después de esperar 5 minutos. Los resultados de la prueba no deben leerse después de 15 minutos. Los resultados de la prueba no son válidos después de 15 minutos.

#### P: ¿Cuál es la precisión de la prueba EasyCup?

R: Las pruebas de laboratorio y los estudios de consumidores demuestran que la prueba EasyCup tiene una precisión superior al 99%. Se presenta >99% de precisión en la detección de los niveles hormonales típicos del embarazo a partir del día de la falta del período. Téngase en cuenta que los niveles de la hormona pueden variar. No obstante, es posible que algunas mujeres embarazadas no tengan cantidades detectables de hormona del embarazo en su orina el primer día de retraso del período, o que hayan calculado erróneamente el primer día de su período.

#### P: ¿El consumo de alcohol o de anticonceptivos orales afectará a los resultados de la prueba?

R: El consumo de alcohol no afectará a los resultados de la prueba. Los anticonceptivos orales, los analgésicos, los antibióticos o las terapias hormonales no deberían afectar a los resultados de la prueba. Solo los medicamentos que contienen GCH pueden producir un resultado falso. Consulte a su médico si no está segura de si sus medicamentos contienen GCH.

#### P: ¿La cantidad de líquido que bebo afectará el resultado?

R: La ingesta excesiva de líquidos, incluida el agua, podría diluir la orina y hacer que la cantidad de GCH presente no se detecte correctamente. No debe beber demasiado líquido antes de la prueba.

### LIMITACIONES DE LA PRUEBA

- Esta prueba es solo para uso diagnóstico in vitro (no para uso interno).
- No utilice esta prueba pasada la fecha de caducidad.
- Asegúrese de que el envase esté cerrado herméticamente y no lo abra hasta que vaya a utilizar la prueba.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Los analgésicos, anticonceptivos orales, antibióticos y otros medicamentos de uso común (por ejemplo) no deben interferir con la prueba.
- Ciertas afecciones médicas, como un quiste ovárico o un embarazo ectópico (embarazo fuera del útero), pueden causar un resultado falso o irregular.
- Los procedimientos deben seguirse con precisión para obtener resultados exactos.
- Todos los resultados deben ser confirmados por el profesional de la salud, especialmente a la hora de tomar decisiones sobre futuros cuidados médicos.

Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones o sus resultados, llame a nuestra línea de ayuda de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Este. Llame gratis al 1-800-367-6022, o visítenos en [www.FirstResponse.com](http://www.FirstResponse.com).

Fabricado por Church and Dwight Co., Inc. Ewing, NJ 08628.  
FIRST RESPONSE es una marca comercial de Church & Dwight Co., Inc.  
[www.FirstResponse.com](http://www.FirstResponse.com)

72027618  
FRIN-80005-01