

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P: ¿Cómo funciona la prueba?

R: La Prueba de Embarazo de Resultado Rápido FIRST RESPONSE™, detecta en la orina la hormona que su cuerpo produce durante el embarazo: hCG (gonadotropina coriónica humana). La cantidad de hormona del embarazo aumenta a medida que progresa el embarazo.

P: ¿Cuándo puedo hacerme la prueba?

R: Puede usar la Prueba de Embarazo de Resultado Rápido FIRST RESPONSE™, a cualquier hora del día. No es necesario usar la primera orina de la mañana. Sin embargo, por lo general la primera orina de la mañana contiene la concentración más alta de la hormona del embarazo. Puede usar la Prueba de Embarazo de Resultado Rápido FIRST RESPONSE™ el día que le falta su menstruación o cualquier día de ahí en adelante.

P: ¿Qué tan precisa es la prueba?

R: En estudios realizados con la Prueba de Embarazo de Resultado Rápido FIRST RESPONSE™ empleando muestras de orina de mujeres embarazadas y no embarazadas, los técnicos de laboratorio obtuvieron los resultados correctos y esperados en más del 99%* de las muestras. *99% de exactitud en la detección de la hormona del embarazo. No obstante, es posible que algunas mujeres embarazadas no tengan cantidades detectables de la hormona del embarazo en su orina en el primer día de la falta de menstruación o que hayan calculado mal el primer día de su menstruación.

P: He esperado más de 1 minuto y aún no hay líneas en la Ventana del resultado. ¿Hay algún error?

R: El resultado debe aparecer en 1 minuto el día que le falta su menstruación. Debería haber al menos una línea rosada en la Ventana del resultado a los 5 minutos para indicar que la prueba se completó y que se hizo en la forma correcta. De lo contrario, la prueba no es válida. Esto puede deberse a cantidad insuficiente de orina en la Punta absorbente, o no haber sostenido el dispositivo con la Punta absorbente hacia abajo mientras colocaba la Cubierta. Debería repetir de nuevo la prueba con otro dispositivo y seguir al pie de la letra todas las instrucciones.

P: ¿Cambiará el resultado si dejo el dispositivo en reposo por un cierto periodo de tiempo?

R: El resultado debe leerse a la mayor brevedad posible, después de transcurrir 1 minuto. Un resultado positivo perdurará por lo menos 48 horas. Un resultado negativo no deberá leerse después de 10 minutos.

P: ¿Afecta el uso de algún medicamento el resultado de la prueba?

R: Sólo los medicamentos que contienen hormona del embarazo, gonadotropina coriónica humana (hCG), pueden afectar el resultado (por ejemplo, A.P.L., Pregnyl y Profasi). La prueba no debería verse afectada por terapias hormonales que contengan citrato de clomifeno (por ejemplo, Clomid y Serophene), alcohol, analgésicos, antibióticos o píldoras anticonceptivas.

Para aumentar la probabilidad de un embarazo sano para usted y su bebé, debe considerar lo siguiente:

- Mantener una dieta equilibrada
- Dejar de fumar

El período más importante comprende desde el momento de la concepción hasta los primeros tres meses de embarazo. Es necesario que consulte inmediatamente con su profesional de atención médica para obtener la atención y orientación nutricional apropiadas.

ADVERTENCIA: De acuerdo con el Cirujano General, las mujeres no deben consumir bebidas alcohólicas durante el embarazo debido a los riesgos de malformaciones congénitas.

Cómo tratar de quedar embarazada...

Muchas mujeres no saben que sus días más fértiles son los días que preceden a la ovulación (cuando el ovario libera un óvulo para que sea fertilizado por el espermatozoide). Para quedar embarazada más pronto, debe familiarizarse con su ciclo de ovulación. El kit de Prueba de Ovulación FIRST RESPONSE™, es una prueba para realizarla en el hogar, de un solo paso, diseñada para predecir la ovulación observando los cambios en las concentraciones de su hormona. Con la ayuda del kit de Prueba de Ovulación FIRST RESPONSE™, puede predecir sus días más fértiles y quedar embarazada más pronto.



Rapid Result Pregnancy Test

INSTRUCTIONS AND USE

PLEASE READ ALL THE INFORMATION IN THIS LEAFLET BEFORE PERFORMING THE TEST.

- Do not use after the expiration date stamped on the side of the carton.
- Store in a dry place below 86°F (30°C). Do not freeze.
- Keep out of the reach of children.
- For in-vitro diagnostic use. Not to be taken internally.
- Single-use device. Do not reuse.

If you have any questions please call us toll-free at 1-800-367-6022, Monday-Friday from 7:00 AM to 5:00 PM Eastern Time. Visit us online at www.FirstResponse.com

When to use the FIRST RESPONSE™ RAPID Result Pregnancy Test

You can use the FIRST RESPONSE™ Rapid Result Pregnancy Test on the day of your missed period or any day thereafter. You can use the FIRST RESPONSE™ Rapid Result Pregnancy Test any time of the day. You do not have to use the first morning urine. Generally, however, your first morning urine contains the highest level of the pregnancy hormone.

INSTRUCTIONS

- After reading the insert and when you are ready to perform the test, remove the test stick from the teal foil wrapper and take off the Overcap.



EITHER

- Holding the test stick by the Thumb Grip with the Absorbent Tip pointing downward and the Result Window facing away from your body, place the Absorbent Tip in your urine stream for 5 seconds only.



OR

- You may also collect your urine in a clean, dry cup and immerse the entire Absorbent Tip in the urine for 20 seconds only.



- While still holding the stick with the Absorbent Tip facing downward, replace the Overcap and lay the stick on a flat non-absorbent surface with the Result Window facing up.
- You may soon see a pink color moving across the Result Window to indicate the test is working.

READING THE RESULT—READ YOUR RESULT AT 1 minute



PREGNANT

TWO PINK LINES in the Result Window.

One line may be lighter than the other

Q: What do I do if the result is positive (pregnant)?

A: Remember, this test is not intended to replace your healthcare professional's diagnosis. A positive (pregnant) test result shows that the pregnancy hormone (hCG) was detected. See your healthcare professional to confirm that you are pregnant.



NOT PREGNANT

ONE PINK LINE in the Result Window

Q: What do I do if the result is negative (not pregnant)?

A: You may not be pregnant, or it may be too early to tell. If you do not get your period within 7 days, you should retest with another FIRST RESPONSE™ Rapid Result Pregnancy Test. It is possible that you miscalculated the length of your cycle or your urine may not have had enough pregnancy hormone for the FIRST RESPONSE™ Test to give a positive result. If you retest and again no hCG is found, and your period still has not started, you should call your healthcare professional.

Manufactured for Church & Dwight Co., Inc., Ewing, NJ 08628 Visit www.FirstResponse.com

FRIN-90126-07

QUESTIONS & ANSWERS

Q: How does the test work?

A: The FIRST RESPONSE™ Rapid Result Pregnancy Test detects in urine the hormone your body makes during pregnancy: hCG (human chorionic gonadotropin). The amount of pregnancy hormone increases as pregnancy progresses.

Q: When can I do the test?

A: You can use the FIRST RESPONSE™ Rapid Result Pregnancy Test any time of the day. You do not have to use first morning urine. Generally, however, your first morning urine contains the highest level of the pregnancy hormone. You can use the FIRST RESPONSE™ Rapid Result Pregnancy Test on the day of your missed period or any day thereafter.

Q: How accurate is the test?

A: In studies of the FIRST RESPONSE™ Rapid Result Pregnancy Test with urine samples representative of both pregnant and non-pregnant subjects, laboratory technicians obtained the correct expected result in more than 99%* of the samples. *99% accurate at detecting the pregnancy hormone. However, some pregnant women may not have detectable amounts of pregnancy hormone in their urine on the first day of the missed period or may have miscalculated the first day of their period.

Q: I have waited longer than 1 minute, and still there are no lines in the Result Window. Is there anything wrong?

A: Your result should appear within 1 minute on the day of your missed period. There should be at least one pink line in the Result Window at 5 minutes to indicate that the test is completed and you have done it correctly. If not, the test is invalid. This could be due to insufficient urine on the Absorbent Tip or not holding the device with the Absorbent Tip pointing downward while replacing the Overcap. You should retest with another device, carefully following all directions.

Q: Will the result change if left standing for a certain period of time?

A: The test result should be read as soon as possible after waiting the 1 minute. A positive result will last for at least 48 hours. A negative result should not be read after 10 minutes.

Q: Do any drugs or medications affect the test?

A: Only medications containing the pregnancy hormone, human chorionic gonadotropin (hCG), can affect the result (for example, A.P.L., Pregnyl, and Profasi). The test should not be affected by hormone therapies containing Clomiphene citrate (for example, Clomid and Serophene), alcohol, pain killers, antibiotics, or the contraceptive pill.

To increase your chances for a healthy pregnancy for you and your baby, you should consider the following:

- Maintain a well-balanced diet.
- Stop smoking.

From conception through the first three months of pregnancy is the most important time. You need to see your healthcare professional immediately for proper care and nutrition counseling.

WARNING: According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects.

Trying to get pregnant...

Many women do not know that their most fertile days are the days leading up to ovulation (when your ovary releases an egg to be fertilized by the sperm). To become pregnant sooner, you should become more familiar with your ovulation cycle. The FIRST RESPONSE™ Ovulation Test kit is an at-home, one-step test designed to predict ovulation by monitoring changes in your hormone levels. With the help of the FIRST RESPONSE™ Ovulation Test kit, you can predict your peak fertility days and get pregnant sooner.



Rapid Result Pregnancy Test

INSTRUCCIONES Y USO

LEA TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO, ANTES DE HACER LA PRUEBA.

- No debe usarse después de la fecha de vencimiento que aparece en el lateral de la caja.
- Consérvese en un lugar seco a menos de 30°C (86°F). No congelar.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para uso diagnóstico *in vitro*. No se debe consumir ni realizar internamente.
- Dispositivo de un solo uso. No lo vuelva a utilizar.

Si tiene preguntas, llámenos sin costo al 1-800-367-6022, de lunes a viernes, entre las 7a.m. y las 5 p.m., hora del Este. Visítenos en línea en www.FirstResponse.com

Cuándo usar la Prueba de Embarazo de Resultado Rápido FIRST RESPONSE™

Puede usar la Prueba de Embarazo de Resultado Rápido FIRST RESPONSE™, el día que le falta su menstruación o cualquier día de ahí en adelante.

Puede usar la Prueba de Embarazo de Resultado Rápido FIRST RESPONSE™, a cualquier hora del día. No es necesario usar la primera orina de la mañana. No obstante, por lo general la primera orina de la mañana contiene la concentración más alta de la hormona del embarazo.

INSTRUCCIONES

- Después de leer el folleto y cuando esté lista para realizar la prueba, retire la envoltura de papel aluminio verde azulado de la varilla de prueba y retire la Cubierta.



PUEDA YA SEA

- Sostener la varilla de prueba por la Agarradera con la Punta absorbente hacia abajo cuidando que el lado de la Ventana del resultado no apunte hacia su cuerpo, y coloque la Punta absorbente en el chorro de orina sólo durante 5 segundos.



O

- Recoger orina en un recipiente limpio y seco y sumergir toda la Punta absorbente en la orina sólo durante 20 segundos.



- Mientras que continúa sosteniendo la varilla con la Punta absorbente aún hacia abajo, colóquela en una superficie plana no absorbente con la Ventana del resultado hacia arriba.
- En poco tiempo podrá ver que en la Ventana del resultado aparece un color rosado y la recorre. Eso indica que la prueba está funcionando.

LECTURA DEL RESULTADO—Lea su resultado en 1 minuto



EMBARAZADA

DOS LÍNEAS ROSADAS en la Ventana del resultado. Una línea puede ser más clara que la otra

P: ¿Qué debo hacer si el resultado es positivo (embarazada)?

R: Recuerde que esta prueba no pretende reemplazar el diagnóstico de su profesional de atención médica. Un resultado positivo de la prueba (embarazada) demuestra que se ha detectado la hormona del embarazo (hCG). Consulte con su profesional de atención médica para confirmar que está embarazada.



NO EMBARAZADA
UNA LÍNEA ROSADA en la Ventana del resultado

P: ¿Qué debo hacer si el resultado es negativo (no embarazada)?
R: Es posible que no esté embarazada o puede ser demasiado temprano para detectarlo. Si su menstruación no se presenta dentro de 7 días, debe volver a realizar la prueba con otra Prueba de Embarazo de Resultado Rápido FIRST RESPONSE™. Es posible que no haya calculado bien la duración de su ciclo o su orina podría no haber tenido la suficiente hormona del embarazo para que la prueba FIRST RESPONSE™ mostrara un resultado positivo. Si vuelve a realizar la prueba y otra vez no se encuentra hCG y su menstruación aún no se inicia, debe consultar con su profesional de atención médica.

Manufacturada para Church & Dwight Co., Inc., Ewing, NJ 08628 Visite www.FirstResponse.com

FRIN-90126-07